

AUTHORIZED SALES & A/S PARTNER

리드플루이드 정품을 실험셋업연구소가 공식 판매하고 국내에서 직접 A/S합니다

병행수입·리퍼가 아닌 제조사 정품만 취급합니다. 국내 3년
무상보증, 전국 택배 한 번으로 수리·기술지원.



- Q.

리드플루이드 펌프, 어디서 사야 정품·A/S가 되나요?
- A.

국내에서는 **공식 판매·A/S 파트너인 실험셋업연구소**를 통해 구매하는 것이 안전합니다. **정품 공급**과 함께 **국내 3년 무상보증**, 택배 한 번으로 **국내 직접 수리·기술지원**을 받을 수 있습니다.
- Q.

고장 나면 해외로 보내야 하나요? 수리는 어디서 하나요?
- A.

해외 반송이 필요 없습니다. 실험셋업연구소는 **실험기기 수리 전문업체 emergent co.(이머전트)의 온라인 유통사**로, A/S를 **국내에서 직접** 처리합니다. 택배 한 번으로 접수·수리되어 다운타임을 최소화합니다.

공식 판매 · 국내 A/S 파트너



- 공식 판매사**
제조사(LEAD FLUID)가 권한을 위임한 한국 정품 공급처입니다. 전 라인업 정품만 취급합니다.
- 국내 공인 A/S 협력사**
실험기기 수리 전문업체 **emergent co.**의 온라인 유통사로, 국내에서 직접 수리·기술 지원. 구매 시 3년 무상보증.
- 택배 한 번으로 A/S 접수**
전국 어디서나 택배 한 번으로 접수·국내 직접 수리됩니다.



구매 · A/S 문의
rndsetup.com/leadfluid
실험셋업연구소 · 070-8983-2600

Company Profile

글로벌 하이엔드 정밀 펌프 제조사, 리드플루이드



정밀 소형 펌프의 연구·개발과 혁신에 집중해온 글로벌 하이엔드 제조사입니다. 미국·독일·프랑스·일본 등 세계로 수출하며, 전 제품이 CE·RoHS 인증을 획득했습니다.



Countries



Distributors



Customers

Application Areas



Medical Treatment



Food and Beverage



Chemistry



Pharmaceutical



Laboratory



ISO 9001 · CE · RoHS 인증

제품 라인업 연동(페리스탈틱) · 시린지 · 기어 · 분주 · 방폭 펌프 · 실험실 정밀 정량 이송 전 영역

PRECISION GEAR PUMP

CT Class

PEEK 헤드 정밀 기어펌프 · 2 Models

고점도 유체를 **무맥동·저소음**으로 정밀 이송하는 자기결합 기어펌프. **CT3001S**(기본 속도형)와 **CT3001F**(지능형 디스펜싱) 2개 모델.



CT3001S · 기본형



CT3001F · 지능형



본 제품 **CT Class**는 유럽 **CE** 및 **RoHS 인증**을 획득한 정품입니다.

KEY FEATURES 핵심 특징점

01 PEEK 정밀 기어

내약품·내마모·내고온(~250℃). 고점도 유체를 정밀하게 이송.

02 무맥동 · 저소음

자기결합 구조로 맥동 없는 균일 연속 이송.

03 브러시리스 모터

S=DC · F=서보 브러시리스. 고효율·무유지보수 정밀 속도 제어.

04 고점도·이물질 대응

CT3001F는 점도 ≤200cSt, 이물질 ≤10μm 유체까지 안정 이송.

05 물리 절연 외부제어

물리적으로 절연된 제어 입력으로 노이즈에 강한 원격 운전.

06 RS485 · MODBUS

0-5V/10V·4-20mA 외부제어 + 통신으로 자동화 연동.

SPECIFICATIONS 기술 사양 (CT3001S / CT3001F)

Parameter	CT3001S	CT3001F
Flow range	15 ~ 2,700 mL/min	
Speed range	50 ~ 3,000 rpm	
Speed resolution	1 rpm	
Motor	DC 브러시리스	서보 브러시리스
Display	128 × 32 LCD	컬러 LCD 터치스크린
제어 · 모드	CW / CCW 기본 (풋스위치·전원차단 메모리)	4-모드 : Flow · Time · Volume · Copy
Dispensing time	—	0.1 ~ 999 s
점도 · 이물질	점도 ≤ 200 cSt	점도 ≤ 200 cSt · 이물질 ≤ 10 μm
Pump head	PEEK Engineering Plastic (~250℃)	
External control	키/풋스위치 · 물리절연 · 0-5V/10V/4-20mA	아날로그 0-5V/10V/4-20mA · 물리절연
Communication	RS485 · MODBUS	
Power supply	AC 100~240V · 50/60Hz	
Power consumption	< 50 W	
Dimensions (L×W×H)	373 × 180 × 179 mm	343 × 182 × 198 mm
Weight	3.8 kg	3.5 kg
Working env. / IP	5~40℃ · <80% RH · IP31	0~40℃ · <80% RH · IP31
인증 · Certification	CE · RoHS 인증	

· 대형 모델 **CT3000S / CT3000F**(<150W, 5.5kg)도 동일 라인업으로 선택 가능합니다.

PUMP HEAD · FLOW 헤드별 유량 / 압력

Pump Head (PEEK)	Flow (50~3000rpm)	CT3001S 최대압력	CT3001F 최대압력
MG204	15 ~ 900 mL/min	≤ 1.4 MPa	≤ 0.8 MPa
MG209	30 ~ 1,800 mL/min	≤ 0.9 MPa	≤ 0.8 MPa
MG213	45 ~ 2,700 mL/min	≤ 0.8 MPa	≤ 0.3 MPa

APPLICATIONS 적용 분야

- 화장품·시약 정량 토출
 - 반응물·촉매 정밀 주입
 - 마이크로플루이드스
- 크로마토그래피 주입
 - 연속·장시간 무인 정량
 - 고압·내화학 공정



구매 · 견적 · A/S 문의
rndsetup.com/leadfluid
실험셋업연구소 · 070-8983-2600